Revisado 2025/01/21 (revisión 2)

Número de identificación: 226AABZX00069000

Sistema Médico controlado Material Adhesivo para el Metal Dental Material Adhesivo para Cerámica Dental Material Adhesivo para Resina Dental

Multi Primer

[Indicaciones]

El Multi Primer es adecuado para usarlo con metales de restauración dental, o para usarlo con materiales de restauración de zirconio, o para materiales de restauración de resina. En particular, La Pasta Multi Primer es adecuada para metales. El LIQUIDO Multi Primer es adecuado para metales y zirconio. El REPAIR LIQUIDO ONE Multi Primer está diseñado para las resinas. Ofreciendo una adhesión firme de resinas, el Multi Primer mejora la operatividad en aplicaciones de resina.

[Contraindicaciones y Prohibiciones]

·NO USE ESTE PRODUCTO EN PACIENTES QUE TIENEN HISTIRIA DE ALERGIA COMO IRRITACION A ESTE PRODUCTO O ACIDO METACRILICO Y ÁCIDOS SIMILARES O MONOMERO DE METACRILATO

[Forma, Composición y Principios]

Este producto consiste en los siguientes artículos y contiene los ingredientes siguientes:

| Artículo | Estado | Ingredientes |
|--------------------------------|---------|--|
| Multi Primer PASTE | Pasta | Monómero de metacrilato, relleno inorgánico, pigmentos, etc. |
| Multi Primer LIQUID | Líquido | Etanol, etc. |
| Multi Primer REPAIR LIQUID ONE | Líquido | Monómero de metacrilato, etc. |

Descripción de estos materiales como sigue:

| Artículo | Descripción | |
|--------------------------------|--|--|
| Multi Primer PASTE | Este material es adhesivo primer y polimerizable por luz visible | |
| Multi Primer LIQUID | Este material es adhesivo primer | |
| Multi Primer REPAIR LIQUID ONE | Este material es adhesivo primer y polimerizable por luz | |

[Indicaciones de Uso y efectividad/eficacia]

Este producto está diseñado para ser empleado para adherir materiales de resina indirectos a restauraciones dentales hechas de metal, zirconia o resina. No emplear este producto para otros fines.

[Especificaciones de Producto]

| Artículo | Material del Test | Especificación | Método de Test |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| Multi Primer PASTE | Metal* ¹ | 30 MPa y mas | |
| Marki Daina and LIOLUD | Metal *1 | 30 MPa y mas | Cumple con |
| Multi Primer LIQUID | Zirconia*1 | 20 MPa y mas | ISO/TS11405 |
| Multi Primer REPAIR LIQUID ONE | Composite de resina indirecto para corona dental * 1 | Tensil Bond Strength | |
| ONE | Acrílico de resina dental *2 | 8 MPa y mas | |

^{*1)} Se usó composite de resina indirecto con los materiales testados

Antes de su utilización, lea detenidamente el manual de instrucciones

[Instrucciones de Uso]

Procedimiento de polimerización es como se ve en la tabla.

| Proceso | LED CURE Master* | Otros equipos de polimerización |
|---|------------------|------------------------------------|
| Polimerización de Multi Primer | Aprox. 10 seg. | Aprox. 90 seg. |
| Polimerización de Multi Primer REPAIR LIQUID ONE | Aprox. 10 seg. | Aprox. 60 seg. |

^{*} Equipo de polimerización LED de Yamakin

[Materiales a emplear en combinación con este producto] Composite de Resina indirecto: Luna-Wing and TWiNY.

[Instrucciones de Uso]

- · En caso de construcción con composite para coronas y puentes sobre base de metal
- (1) Confección del metal.

Hacer un modelo de yeso de acuerdo a práctica habitual. Cortar y hacer la forma de la corona empleando cera; después aplicar bonding y elementos de retención en la parte enfrentada para hacer el patrón de cera (el molde del trabajo de metal). Después confeccionar el metal siguiendo las instrucciones del fabricante.

- (2) Tratamiento del metal con alúmina.
 - Arenar (0.2-0.25MPa) la superficie con polvo de alúmina (50 µm); después limpiar al vapor o por ultrasonido y secar
- (3) Aplicación de Primer PASTE o LIQUID y foto polimerización.
 - a. Aplicación Multi Primer PASTE.
 - Aplicación de Multi Primer PASTE para que se deposite en el área cortada como lechos de retención. Dejarlo durante 120 seg., para mejorar la fuerza de adhesión. Foto polimerizar.
 - b. Aplicar Multi Primer LIQUID.
 - Aplicar Multi Primer LIQUID y dejarlo por 60 seg. para secar.
- (4) Aplicación de Resina.
 - Seguir las instrucciones de composite de resina indirecto y aplicar.

La Multi Primer PASTE tiene el mismo tono que las Invisible Opaque del Luna-Wing y TWiNY, los pasos de las capas del Invisible Opaque y polimerización no son necesarias.

- · Confección de resina composite para coronas y puentes sobre base de zirconia
- (1) Confección del Zirconio.
 - Conformar el zirconio según las instrucciones del fabricante. Diseñe la superficie y la diferencia de nivel debería ser de 1.0m.
- (2) Tratamiento de la pieza de Zirconio con Alúmina.
 - Arenar (0.2-0.25 MPa) la superficie con polvo de alúmina $(50~\mu\text{m})$; después limpiar al vapor o por ultrasonido y secar.
- (3) Aplicación de Multi Primer LIQUID.
 - Inmediatamente después del lavado y secado, aplicar Multi Primer LIQUID y dejarlo secar por 60 seg.
- (4) Aplicación de resina.
 - Seguir las instrucciones para confección de composite de resina indirecta.

Capas adicionales de la superficie de Resina

- (1) Tratamiento de superficie de la superficie de resina.
 - Preparar la superficie de resina con una punta de carbono o diamante para hacer la superficie rugosa. Usar vapor o ultrasonido para limpiar y después secar.
- (2) Aplicación de Multi Primer REPAIR LIQUID ONE y foto polimerización.
 - Aplicar Multi Primer REPAIR LIQUID ONE y déjelo reposar por 120 seg. Después foto polimerizar.
- (3) Aplicación de Resina.
 - Seguir las instrucciones para resina composite indirecta y confeccionar.

^{*2)} Se usó acrílico de resina dental con los materiales testados

- · Reparación de superficies de Resina
- (1) Preparación de la superficie facturada.
- Preparar la superficie fracturada con punta de carbono o diamante hasta dejar la superficie receptiva para la aplicación. Usar vapor o ultrasonido para lavar y después secar.
- (2) Aplicación de Multi Primer REPAIR LIQUID ONE y foto polimerización.
- Aplicar Multi Primer REPAIR LIQUID ONE y dejarlo reposar por 120 seg. Después foto polimerizar.
- (3) Aplicación de Resina.

Seguir las instrucciones para la aplicación y construcción con composite de resina indirecta.

[Directrices técnicas y puntos de atención]

- Para fotopolimerizar este producto, emplee luz halógena, luz Xenon, lámpara metal halide o LED a una longitud de onda efectiva de 400-500 nm. En casos en que se emplee otro equipo de polimerizacion, si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos.
- 2. Cerrar el tapon inmediata y fuertemente depues de usar el producto.
- 3. Use pinceles distintos para Multi Primer PASTE, Multi Primer LIQUID, y Multi Primer REPAIR LIQUID ONE.
- Repase las instrucciones de uso y precauciones cuidadosamente para cada sistema medico a emplear con este producto.
- 5. No aplique Multi Primer LIQUID sobre la estructura directamente. Demasiado Primer puede disminuir la fuerza de adherencia. Aplicarlo primero en un pincel fino y aplicarlo después sobre la estructura con el pincel lo más delgadamente posible.
- 6. Aplicar Multi Primer LIQUID sobre estructura de circonio inmediatamente después de ser lavada y secada. La fuerza de adhesión será más débil si la estructura se deja reposar después del secado, debido a que se pueden adherir impurezas sobre la superficie durante este tiempo.
- 7. Cuando se emplee este producto sobre una paleta o papel de mezcla, debe protegerse de la luz intensa.
- 8. Durante la aplicación, evitar áreas con luz intensa, como cerca de ventanas, o directamente bajo la luz, para evitar la polimerización espontanea del material.
- 9. Este producto está recomendado para restauraciones fuera de boca.

[Precauciones]

- 1. El Multi Primer LIQUID es inflamable. No use este producto cerca del fuego.
- 2. Proporcione ventilación adecuada (varias veces por hora) durante la manipulación.
- 3. Cuando este modificando o puliendo el material polimerizado, utilice mascara aprobada por la autoridad competente para evitar la inhalación de polvo. Lleve gafas protectoras para los ojos.
- 4. No use este producto fuera de las indicaciones recomendadas.
- 5. No mezcle este producto en combinación con otros adhesivos para metales, circonia o resina. Haciendo esto puede impedir el buen funcionamiento del mismo.
- 6. Solo personal adecuadamente certificado puede usar este producto.
- *se recomienda usar este producto a temperatura ambiente 20-25°C para su fácil manipulación.

Precauciones Básicas Importantes

- ① Dejar de usar este producto inmediatamente en caso de cualquier signo de alergia como irritación o enrojecimiento en pacientes. Si persisten los síntomas, acudir al médico.
- ② Dejar de usar este producto inmediatamente en caso de cualquier signo de alergia como irritación o enrojecimiento en el usuario Si persisten los síntomas, acudir al médico.
- ③ No manipule este producto sin polimerizar con las manos desnudas. Use guantes y gafas protectoras para protegerse de irritaciones. Evite el contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel o ropa, lavarlo con algodón empapado en alcohol y lavarlo con agua abundante. En caso de contacto con el ojo, enjuagar el ojo inmediatamente con agua y consultar al médico.

[Almacenamiento y Manipulación]

- 1. Este producto debe almacenarse en un frigorífico a temperatura de 4-25°C.
- 2. No almacene gran cantidad de producto en la misma área.
- 3. Equipe las áreas de almacenamiento y trabajo con extintores.
- 4. Manténgalo fuera del alcance de personal no dental.

[Fecha de caducidad]

- ① Usarlo antes de la fecha de caducidad marcada en la etiqueta.
- ② La fecha de caducidad esta autenticada por Yamakin usando los datos de la empresa.
- 3 La fecha de caducidad indica la última fecha para su uso.
- *(Ej.: YYYY-XX significa que la fecha de caducidad es el último día del mes XX del año YYYY).

[Envasado]

①Multi Primer PASTE 2ml ②Multi Primer LIQUID 7ml

3Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 6ml





YAMAKIN CO., LTD.

1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi, 781-5451, Japan E-Mail: contact@vamakin-gold.co.ip

MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany Tel: +49 6894 581020 Fax: +49 6894 581021

C € 0123

E-Mail: info@mt-procons.com